

JETT PLASMA LIFT MEDICAL



RAJEUNIT
LE MONDE !



JETT PLASMA LIFT MEDICAL

est le premier générateur de décharge PLASMA À COURANT DIRECT breveté dans le monde, fabriqué en République tchèque (UE).

La technologie de traitement avec JETT PLASMA est basée sur le plasma électrique - gaz ionisé (faisceaux d'électrons et d'ions).

Le plasma est généré automatiquement entre la pointe de l'appareil et la peau du patient.

La technologie Brevetée à courant continu permet de créer une décharge très mince et stable (0,1 mm), par laquelle même la zone autour des yeux peut être traitée comme par exemple la blépharoplastie non chirurgicale.

Autres indications : suppression des imperfections
fibromes, hémangiomes,
télangiectasies,
xanthélasmas.

DISPOSITIF MÉDICAL
BREVETÉ POUR UNE
UTILISATION EN
CHIRURGIE
ABLATIVE
& NON ABLATIVE



Made in the
Czech Republic, EU



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness

CE 0123
ANVISA

CONVIENT A

- Fibrome
- Verrue
- Kératoses
- Télangiectasie
- Hémangiome
- Angiome
- Blépharite chronique
- Xanthelasma
- Trichiasis
- Ectropion

AVANTAGES


- Traitements ablatifs & non-ablatifs
- Processus de guérison rapide
- Effets durables
- Pas de cicatrice et de chéloïde
- Technologie unique à courant direct

DEVELOPPEMENT EN


- Otorhinolaryngologie
- Stomatologie
- Gynécologie

TRAITEMENT

Blépharoplastie Non-invasive



Avant




Après

Merci au
Dr. Tadaaki Yamada,
Image Care, Brazil

Xanthelasma



Avant



Après

Merci à
Irena Pluhar,
Amazing Aesthetic Medical,
Germany

CONVIENT A

- **Blépharoplastie Non-invasive**
- Elimination des rides profondes et superficielles
- Élimination des verrues, pigmentations, fibromes, couperose, hémangiomes
- Correction des cicatrices
- Lifting du visage et du corps

1-5 Traitement Non-ablatif

- Lifting
- Réduction des rides
- Restauration des tissus conjonctifs
- Incorporation d'ingrédients actifs dans les couches profondes de la peau
- Amélioration de l'élasticité

6-8 Traitement Ablatif

1

2

3

4

5

6

7

8



APPLICATEURS POUR JETT PLASMA LIFT MEDICAL