

JETT PLASMA For Her II

PRO GYNEKOLOGII



REJUVENATES
THE WORLD!

JETT PLASMA For Her II

JETT PLASMA For Her II je patentovaný stejnosměrný elektrokauter určený k neablativní léčbě vulvovaginální laxity způsobující vypnutí a posílení tkání.

JETT PLASMA For Her II poskytuje řešení pro problémy spojené s vulvovaginální laxitou, jako je nedostatečná vaginální vlhkost, pálení a svědění, inkontinence i zhoršení sexuálního života kvůli suchosti a podrážděnosti vagíny, snížené těsnosti, elasticitě a citlivosti. S těmito problémy se potýkají zejména ženy po porodu a menopauze.

BEZPEČNÁ
BEZBOLESTNÁ
NECHIRURGICKÁ
LÉČBA
PRO ŽENY



Vyrobeno v
České republice, EU



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

CE 1023

JETT PLASMA For Her II

PRO GYNEKOLOGII



REJUVENATES
THE WORLD!

Mechanismus

Pozitivní účinek JETT PLASMA For Her II je způsoben kombinací tepla, depolarizace buněčné membrány a nízkoprahové reverzibilní elektroporace. Působení stejnosměrného proudu generuje teplo, které aktivuje tvorbu nového kolagenního vaziva. Vytváří se pevnější a elastičtější vazivová struktura a dochází k rejuvenaci tkáně. Kromě tepelného efektu způsobuje jedinečná technologie stejnosměrného proudu depolarizaci membrány a reverzibilní elektroporaci, která snižuje bariéru a umožňuje snadnější průchod iontů a molekul buněčnými membránami.

Výhody

- Bezpečné, pohodlné, bezbolestné
- Krátká doba ošetření
- Nechirurgické
- Není nutná anestézie
- Žádné hormony
- Žádné jizvy
- 3 ošetření s odstupem 10-14 dnů

JETT PLASMA For Her II
s Plasma Pen III/G



UNIKÁTNÍ APLIKÁTORY VYVINUTÉ PRO POHODLÍ PACIENTKY DODÁVANÉ VE STERILNÍM STAVU


Plasma Pen III/G
s Plochým aplikátorem 10 mm
- pro ošetření laxity vulvy



G-Aplikátor Wave
- pro ošetření vulvovaginální laxity



G-Aplikátor 30 mm
- pro ošetření vaginální laxity



JettPlasmaDevices

COMPEX, spol. s r.o., Palackého tř. 924/105, 612 00 Brno, CZ | info@jett.eu | www.jett.eu