

# JETT PLASMA LIFT MEDICAL

POUR OPHTHALMOLOGISTES



RAJEUNIT  
LE MONDE !



Transformez vos traitements chirurgicaux **d'ectropion, de blé-  
pharoplastie des paupières in-  
férieures et supérieures, de  
blépharite, et autres** en traite-  
ments non invasif et non chirur-  
gicaux, avec notre dispositif origi-  
nal et breveté.

Le  
seul dispositif  
Plasma à courant  
continu au  
monde !

## QU'EST-CE QUE LE PLASMA ?

Le plasma est le quatrième état de la matière - gaz ionisé, tandis que les autres sont solides, liquides et gazeux. Contrairement à ces trois états de la matière, le plasma n'est pas commun sur Terre, vous pouvez l'observer comme un coup de foudre. De manière artificielle, le plasma peut être généré en transmettant en continu l'énergie à un matériau gazeux. **JETT PLASMA LIFT MEDICAL** utilise la fulguration DC avec une surface de flux d'étincelle de seulement 0,1 mm<sup>2</sup>.

Les traitements et applications ophtalmiques sont réalisés rapidement en ambulatoire. La décharge de plasma totalement contrôlée avec JETT PLASMA est très précise, stable et reproductible, elle est une solution efficace pour les indications ophtalmiques. La blépharoplastie non invasive, le xanthélasma et



**JETT PLASMA  
LIFT MEDICAL**  
—  
**Set  
d'Ophthalmologie**





## CONVIENT A

- Blépharoplastie non-invasive, paupière inférieure et supérieure
- Blépharites chroniques
- Xanthélasma
- Trichiasis
- Distichiasis
- Ectropion
- Correction de cicatrice
- Fibrome
- Verrue
- Lentigo
- Télangiectasie
- Kératose
- Hémangiome

## MÉCHANISME D'ACTION

### Blépharites

- Libération des marges de la glande de Meibomius
- Ramollissement du contenu des glandes, relâchement, liquéfaction du sébum et élimination des glandes grâce à la chaleur générée par le plasma Hémangiome
- Effet anti-inflammatoire - la thrombose du système vasculaire autour des glandes de Meibomius peut jouer un rôle dans la réduction de la libération locale de médiateurs inflammatoires
- Élimination de la flore bactérienne des glandes et de leur environnement
- Augmentation de l'élasticité des fibres ligamentaires autour des glandes et de leurs orifices (effet du courant continu)
- Le plasma aide à augmenter la production des glandes de Meibomius non enflammées

### Ectropion

- Carbonisation du tissu, contraction et retour à son positionnement d'origine

## Blépharoplastie Non-invasive



Avant



Après

## Ablation Fibrome



Avant



Après

## Xanthélasma



Avant



Après

## Ectropion



Avant



Après

# JETT PLASMA LIFT MEDICAL

POUR OPHTHALMOLOGISTES



RAJEUNIT  
LE MONDE !


**JETT PLASMA LIFT MEDICAL** pour l'Ophtalmologie est un dispositif complet conçu pour traiter de multiples indications et principalement les traitements de la paupière.

Le **STYLET PLASMA PEN**, léger et ergonomique, peut être facilement actionné par votre index, la commande manuelle garantie une grande précision, une facilité d'utilisation et une mobilité optimale.

Les **applicateurs Gold** créent aisément un arc plasma en approchant la pointe à quelques millimètres de la peau.

Les **applicateurs en argent**, lorsqu'ils sont en contact avec la peau, sont destinés aux traitements rajeunissants des paupières, du visage et de toutes les parties du corps.

L'effet constaté, très prometteur sur l'amélioration du fonctionnement des glandes de Meibomius est en cours d'évaluation.



Pointe fine = développée pour le traitement du trichiasis, s'introduit dans le follicule.



APPLICATEURS POUR PLASMA PEN MEDICAL



Made in the  
Czech Republic, EU



EUROPEAN UNION  
European Regional Development Fund  
Operational Programme Enterprise  
and Innovations for Competitiveness

CE 0123



JettPlasmaDevices

COMPEX, spol. s r.o., Palackého tř. 924/105, 612 00 Brno, CZ | [info@jett.eu](mailto:info@jett.eu) | [www.jett.eu](http://www.jett.eu)